

MedicoCare®



SLANGEN & SYSTEMEN

Zuigslangen • Zuigsets • Yankauer • Systemen

www.medicocare.nl

ZUIGSETS

Elke combinatie van zuigslang + systeem is mogelijk.



Deze afbeelding is slechts een voorbeeld van hoe een zuigset eruit kan komen te zien. Elke combinatie is mogelijk.

Zuigslangen




LENGTE	DIAMETER	TRECHTER	STERIEL
• 1.80 m	CH 25 / CH 30	Alle trechters verkrijgbaar	Ja
• 2.00 m	CH 25 / CH 30	Alle trechters verkrijgbaar	Ja
• 2.50 m	CH 25 / CH 30	Alle trechters verkrijgbaar	Ja
• 2.70 m	CH 25 / CH 30	Alle trechters verkrijgbaar	Ja
• 3.00 m	CH 25 / CH 30	Alle trechters verkrijgbaar	Ja
• 3.50 m	CH 25 / CH 30	Alle trechters verkrijgbaar	Ja
• 5.00 m	CH 25 / CH 30	Alle trechters verkrijgbaar	Ja

Alle zuigslangen / bubbelslangen zijn verkrijgbaar met diverse trechter opties













Bubbelslangen



LENGTE	KLEUR	DIAMETER	TRECHTER	STERIEL
• Rol	Groen	Ø 3 mm	Alle trechters verkrijgbaar	Nee
• Rol	Transparant	Ø 5 mm	Alle trechters verkrijgbaar	Nee
• Rol	Transparant	Ø 7 mm	Alle trechters verkrijgbaar	Nee

Zuigbuizen

OMSCHRIJVING	EXTERNE DIAMETER	TIP OPTIES
		<input type="checkbox"/> Normaal <input type="checkbox"/> Plat <input type="checkbox"/> Ogen
<ul style="list-style-type: none"> Zonder handvat 		<ul style="list-style-type: none"> Ø 10 mm Ø 6 mm + 4 mm tip Ø 6, 8 en 10 mm
<ul style="list-style-type: none"> Zonder handvat en vacuümcontrole 		<ul style="list-style-type: none"> Ø 6, 8 en 10 mm
<ul style="list-style-type: none"> Eén geheel met bubbel handvat 		<ul style="list-style-type: none"> Ø 6 mm + 4 mm tip Ø 6 en 8 mm
<ul style="list-style-type: none"> Eén geheel met bubbel handvat en vacuümcontrole 		<ul style="list-style-type: none"> Ø 6 mm + 4 mm tip Ø 6 mm Ø 8 mm
<ul style="list-style-type: none"> Met handvat 		<ul style="list-style-type: none"> Ø 6 mm + 4 mm tip Ø 6 en 8 mm Ø 6 mm + 4 mm tip Ø 4 mm Ø 6 en 8 mm
<ul style="list-style-type: none"> Met handvat en vacuümcontrole 		<ul style="list-style-type: none"> Ø 6 mm + 4 mm tip Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 6 mm + 4 mm tip Ø 6 en 8 mm
<ul style="list-style-type: none"> Roeko Surgitip 		<ul style="list-style-type: none"> Ø 6,5 mm + 1,2 mm tip
<ul style="list-style-type: none"> Yankauer Frazier 		<ul style="list-style-type: none"> Ø FR 8, 10 en 12
<ul style="list-style-type: none"> Met handvat en sum tip 		<ul style="list-style-type: none"> Ø 6 mm + tip Ch. 18
<ul style="list-style-type: none"> Ileus Pool met handvat 		<ul style="list-style-type: none"> Ø 11 mm buiten, Ø 6 mm binnen Ø 11 mm buiten, Ø 6 mm binnen

IRRIGATIESYSTEMEN

Voor ieder merk
motor leverbaar.



Voltastraat 8,
3281 NG Numansdorp
The Netherlands
T +31(0)186 65 96 96
info@medicocare.nl
www.medicocare.nl

MedicoCare®